



BETTER BASICS
— LABORBEDARF —



Foto: SmartRack® primus mit Beispielausstattung

Produktinformation

SmartRack® primus

Das erste modulare Organisations-
system für Laborarbeitsplätze

Unlock Your Lab Potential

2. QUARTAL 2024

SmartRack® primus | Überblick

Entdecken Sie das SmartRack® primus: Ihre preisgünstige und schlanke Einstiegslösung zur Revolutionierung der Labororganisation, exklusiv von Better Basics Laborbedarf. Als Pionier im Bereich Organisation von Laborarbeitsplätzen stellen wir Ihnen das SmartRack® primus vor.

Es dient genau wie das SmartRack® classic dazu, den Raum in Ihrem Labor optimal zu nutzen und Ihre Arbeitseffizienz um beeindruckende 30% zu steigern. Mit einer potenziellen Platzeinsparung von bis zu 80% setzt das SmartRack® primus neue Maßstäbe in puncto effiziente Nutzung der Arbeitsfläche und verbessert durch die freigewordene Arbeitsfläche auch den Arbeitsschutz. Im Unterschied zum SmartRack® classic zeichnet sich das SmartRack® primus durch folgende Merkmale aus:

- Ein robuster, geschliffener Aluminiumrahmen
- Zwei Nutschienen mit Griffen
- Zwei fest verschraubte Füße aus hochwertigem Aluminium (die rückseitigen Teile der Füße sind beim SmartRack® primus nicht abnehmbar)
- Keine Auffangwanne.

Die spezielle Konstruktion jeder dritten Nutschienenaufnahme mit frontseitigen Vertiefungen erleichtert das waagerechte Ausrichten der Nutschienen. Dadurch wird der Aufbau und die Anpassung Ihres Arbeitsplatzes signifikant vereinfacht.

Das SmartRack® primus und das SmartRack® primus mini - Größenvergleich



Das SmartRack® primus und das SmartRack® primus mini werden mit zwei Nutschienen und zwei stabilen Aluminiumfüßen ausgeliefert

| Artikel | Typ | VE | Art.-Nr. | Preis in EUR |
|------------------------|----------------------------|----|----------|--------------|
| SmartRack® primus | 635 x 615 x 265 mm (BxHxT) | 1 | 01711 | 449,00 |
| SmartRack® primus mini | 450 x 380 x 265 mm (BxHxT) | 1 | 01712 | 299,00 |

Für maximale Flexibilität und Anpassung an verschiedene Laborumgebungen bieten wir das SmartRack® primus in zwei Größen an: Das Standardmodell „SmartRack® primus“ eignet sich hervorragend für Laborarbeitsplätze, Laborabzüge und Workbenches, während das „SmartRack® primus mini“ speziell für die Anforderungen an der Laborsicherheitswerkbank konzipiert wurde. Beide Varianten sind darauf ausgelegt, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen, indem Unordnung und Überlastung minimiert werden. Gleichzeitig wird eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums gewährleistet.

Durch die Integration in die SmartRack®-Produktlinie bietet das SmartRack® primus nahtlose Kompatibilität mit all unseren aktuellen und zukünftigen Modullösungen – für eine unbegrenzte Flexibilität und Mobilität in Ihrem Labor sowie eine genaue Anpassungsfähigkeit an Ihre individuellen Bedürfnisse.

Überzeugen Sie sich selbst und heben Sie mit unseren SmartRack®-Produkten ihre Labororganisation auf das nächste Level und erleben Sie, wie Better Basics Laborbedarf Ihnen dabei hilft, Ihr Laborpotential zu entfalten.

Engagieren Sie sich für Exzellenz, Innovation und Sicherheit – wählen Sie das SmartRack® primus für Ihr Labor – jetzt schon ab EURO 299,00 EUR für das SmartRack® primus mini.

Das SmartRack® primus und das SmartRack® primus mini - Detailaufnahmen



Detail des SmartRack® primus: Eloxierte Aluminium-Nutschiene mit seitlichen Griffen in einem stabilen, geschliffenen Aluminiumrahmen



Detail des geschliffenen, unbeschichteten Aluminiumrahmens des SmartRack® primus



BETTER BASICS
LABORBEDARF



Foto: Detail eines SmartRack® primus mit Beispielausstattung

Sie interessieren sich für unsere Produkte oder haben weitere Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69
01159 Dresden
Deutschland

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)
T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
E: anfrage@better-basics.de
W: www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf

Better Basics Laborbedarf steht als Pionier der Optimierung von Laborarbeit an der Spitze der Innovation im Bereich Arbeitsplatzorganisation und Effizienzsteigerung, was durch zahlreiche renommierte Auszeichnungen bestätigt wird.

Mit seinen bahnbrechenden Produkten, wie dem SmartRack®, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie Laborumgebungen weltweit organisiert werden. Diese innovative Herangehensweise hat nicht nur die Aufmerksamkeit der Wissenschaftsgemeinschaft auf sich gezogen, sondern ist auch der Grund dafür, dass Better Basics als Unternehmen für seine Arbeit und seine Produkte zahlreiche nationale wie auch internationalen Auszeichnungen und Ehrungen verliehen wurden.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider
Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

