

SmartIntegrate

Integrative Organisationslösungen
von Better Basics für Wesemann

SmartFrame - Laborabzug

SmartEdge - Laborabzug

SmartRail - Labortisch

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung:
Anfrage@Better-Basics.de



SmartFrame elite WE 001 in einem
Wesemann Delta 30 Laborabzug
Klicken Sie **HIER** für das Video zum Produkt.

Die SmartRail WE 001 und SmartRail WE 002 sind speziell für den Einsatz an Wesemann Medienkanälen mit Funktionsnuten entwickelt worden. Als Erweiterung zur SmartRail WE 001, bietet die SmartRail WE 002 einen zusätzlichen Drehverschluss, um eine stabile Montage an der vorderen Funktionsnut der Medienkanäle zu ermöglichen. Die Konstruktion besteht aus einer schwarz eloxierten Aluminiumnutschiene und seitlichen Halterungen aus PA12 und Edelstahl, die über eine praktische Einrastfunktion verfügen, um eine stabile Montage an der vorderen Funktionsnut der Medienkanäle zu ermöglichen. Die vielseitige SmartRail ermöglicht flexible Platzierungsmöglichkeiten im Labor. Eine größere Anzahl an SmartRail bietet vielfältige Optionen zur Modulplatzierung und ermöglicht die individuelle Anpassung der Laborumgebung an spezifische Anforderungen. Alle Better-Basics-Module sind vollständig mit der SmartRail kompatibel. **Klicken Sie [HIER](#) für das Video zum Produkt.**

SmartRail

Lösungen für Medienzellen und Labortische



SmartRail WE 002 an einer
Wesemann Delta 30 Medienzelle



SmartEdge elite WE 001 in einem
Wesemann Delta 30 Laborabzug

SmartEdge

Lösungen für Laborabzüge

Die SmartEdge elite WE 001 für Wesemann-Laborabzüge der Serie Delta 30 besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die links und rechts auf die Stativaufnahmen im Abzug montiert werden. In diese L-Profile lassen sich je nach Breite des Laborabzugs flexibel eine variable Anzahl von Nutschienen einlegen. Dadurch entsteht zusätzliche Ablagefläche und eine stabile und anpassbare Organisationsbasis, die Arbeitsmaterialien sicher, griffbereit und übersichtlich im Laborabzug organisiert. Eine größere Anzahl an Nutschienen bietet vielfältige Optionen zur Modulplatzierung und ermöglicht die individuelle Anpassung der Laborumgebung an spezifische Anforderungen. Alle Better-Basics-Module sind vollständig mit der SmartEdge kompatibel.

Klicken Sie [HIER](#) für das Video zum Produkt.

Die SmartFrame elite WE 001 und 002 wurden für den Einsatz im Laborabzug Wesemann Delta 30 entwickelt. Sie bestehen aus einem geschliffenen Edelstahlrahmen sowie darin eingehängenen Nutschienen.

Jede dritte Nutschienenaufnahme der beiden Seiten der SmartFrame elite besitzen eine frontseitige Vertiefung, die das waagerechte Ausrichten der Nutschienen erleichtert. Alle Better-Basics-Module sind vollständig mit den SmartFrame kompatibel.

Klicken Sie [HIER](#) für das Video zum Produkt.

SmartFrame

Lösungen für Laborabzüge



SmartFrame elite WE 002 in einem
Wesemann Delta 30 Laborabzug

Über 100 Module

Ein System für endlose Möglichkeiten, um jeden Arbeitsplatz sowie Workflow zu optimieren



Alle direkt in Nutschienen einhängbare Module von Better Basics verfügen über einen integrierten Klick-Mechanismus, mit welchem Anwender ein haptisches Feedback bei Positionierung der Halterungs-Module innerhalb der Nutschiene erhalten. Da alle Halterungs-Module innerhalb einer Nutschiene frei positionierbar sind, verfügen Sie über alle Freiheiten der Anordnung – ganz nach dem Bedarf Ihrer Arbeit. Einmal eingerastet, verbleiben die Module auch beim Umhängen der Nutschiene in eine andere Nutzungsebene sicher an ihrem Platz. So schützen Sie sich und Ihre Arbeit vor Probenverlust und Arbeitsunfällen.

Better Basics Laborbedarf - Unlock Your Lab Potential



Sie interessieren sich für unsere Produkten oder haben weitere Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Anfrage@Better-Basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69 | 01159 Dresden | Deutschland

T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)

Better Basics Laborbedarf

ist führender Anbieter für innovative Organisationssysteme wie das SmartRack® und die SmartIntegrate-Produkte, die Laborarbeitsplätze revolutionieren. Unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen optimieren Effizienz, Sicherheit und Ergonomie. Durch die optimierte Raumnutzung und ihre modulare Anpassbarkeit reduzieren sie Laufwege und steigern die Zufriedenheit im Labor. Als verlässlicher Partner entwickeln wir maßgeschneiderte Systeme für individuelle Anforderungen – flexibel und anpassungsfähig, überall wo Sie es brauchen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH | Löbtauer Str. 69 | G-01159 Dresden

E-Mail: Info@Better-Basics.de | Geschäftsführer: Mario Schneider | Handelsregister: HRB 39524

Registergericht: Amtsgericht Dresden | Ust.-Id.-Nr.: DE327508812