



SmartFrame elite WA 003 in einem
WALDNER Secuflow RWI Laborabzug

SmartIntegrate

Integrative Organisationslösungen
von Better Basics für WALDNER

SmartFrame - Laborabzug

SmartEdge - Laborabzug

SmartRail - Labortisch

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle
Beratung: Anfrage@Better-Basics.de

WALDNER



BETTER BASICS
— LABORBEDARF —

Die SmartRail WA 001, 002 und 003 wurden speziell für den Einsatz an WALDNER-Labormöbeln entwickelt. Sie können an Tablaren bzw. Fachböden mit Funktionsschiene der Baureihe Simplyflex und an der Funktionsschiene der SCALA Baureihe montiert werden.

Alle Varianten bestehen aus einer schwarz eloxierten Aluminiumnutscheiene und seitlichen Halterungen aus PA12 und Edelstahl. Je nach Ausführung verfügen sie über eine magnetische Fixierung (WA 001), einen robusten Drehverschluss (WA 002) oder den originalen WALDNER-Klemmadapter (WA 003), um eine stabile Montage an den jeweilig passenden Funktionsschienen zu gewährleisten.

SmartRail

Lösungen für Medienzellen und Labortische



SmartRail WA 003 an einer
WALDNER SCALA Service Spine



SmartEdge elite WA 001 in einem
WALDNER Secuflow RWI Laborabzug

SmartEdge

Lösungen für Laborabzüge

Die SmartEdge elite WA 001 für WALDNER-Laborabzüge der Baureihe Secuflow besteht aus zwei Edelstahl-L-Profilen, die links und rechts hinter die Stativaufnahmen im Abzug montiert werden. In diese L-Profile lassen sich je nach Breite des Laborabzugs flexibel eine variable Anzahl von passenden Nutschienen einlegen. Dadurch entsteht zusätzliche Ablagefläche und eine stabile und anpassbare Organisationsbasis, die Arbeitsmaterialien sicher, griffbereit und übersichtlich im Laborabzug organisiert. Eine größere Anzahl an Nutschienen bietet vielfältige Optionen zur Modulplatzierung und ermöglicht die individuelle Anpassung der Laborumgebung an spezifische Anforderungen. Alle Better-Basics-Module sind vollständig mit den Nutschienen für die SmartEdge kompatibel.

Die SmartFrame elite WA 001, 002 und 003 wurden für den Einsatz in WALDNER-Laborabzügen entwickelt. Sie bestehen jeweils aus einem geschliffenen Edelstahlrahmen, welcher hinter die Stativaufnahmen im Abzug montiert werden kann.

Mittels gesondert erhältlicher Stativarretierungen können die SmartFrame auf Stativstangen, welche sich in den Standardstativstangenaufnahmen der jeweiligen Laborabzüge befinden, von der Rückwand des Abzugs weg in Richtung Frontschieber verschoben werden.

Jede dritte Nutschienenaufnahme der beiden Seiten des SmartFrame elite besitzt eine frontseitige Vertiefung, die das waagerechte Ausrichten der Nutschienen erleichtert. Alle Better-Basics-Module sind vollständig mit den SmartFrame kompatibel.

SmartFrame

Lösungen für Laborabzüge



SmartFrame elite WA 003 in einem
WALDNER Secuflow RWI Laborabzug

Über 100 Module

Ein System für endlose Möglichkeiten, um jeden Arbeitsplatz sowie Workflow zu optimieren



Alle direkt in Nutschienen einhängbare Module von Better Basics verfügen über einen integrierten Klick-Mechanismus, mit welchem Anwender ein haptisches Feedback bei Positionierung der Halterungs-Module innerhalb der Nutschiene erhalten. Da alle Halterungs-Module innerhalb einer Nutschiene frei positionierbar sind, verfügen Sie über alle Freiheiten der Anordnung – ganz nach dem Bedarf Ihrer Arbeit. Einmal eingerastet, verbleiben die Module auch beim Umhängen der Nutschiene in eine andere Nutzungsebene sicher an ihrem Platz. So schützen Sie sich und Ihre Arbeit vor Probenverlust und Arbeitsunfällen.

Artikelnummern und Preise

Ihre Orientierung für Bestellung und Kalkulation
Stand Oktober 2025

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
SmartRail WA 001	300 mm	1	03002	69,99
SmartRail WA 001	600 mm	1	03003	89,99
SmartRail WA 001	900 mm	1	03004	109,99
SmartRail WA 001	1200 mm	1	03005	129,99
SmartRail WA 001	1500 mm	1	03006	149,99
SmartRail WA 002	300 mm	1	03007	79,99
SmartRail WA 002	600 mm	1	03008	99,99
SmartRail WA 002	900 mm	1	03009	119,99
SmartRail WA 002	1200 mm	1	03010	139,99
SmartRail WA 002	1500 mm	1	03011	159,99
SmartRail WA 003	300 mm	1	03012	79,99
SmartRail WA 003	600 mm	1	03013	99,99
SmartRail WA 003	900 mm	1	03014	119,99
SmartRail WA 003	1200 mm	1	03015	139,99
SmartRail WA 003	1500 mm	1	03016	159,99
SmartFrame WA 001	elite	1	05002	579,00
SmartFrame WA 002	elite	1	05013	579,00
SmartFrame WA 003	elite	1	05012	599,00
SmartEdge elite WA 001	elite	1	04009	229,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1500 A-B	1	04302	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1500 B-C	1	04303	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1200 A-B	1	04304	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1800 A-B	1	04305	49,99

Artikelnummern und Preise

Ihre Orientierung für Bestellung und Kalkulation
Stand Oktober 2025

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 A-B	1	04306	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1200 A-B	1	04307	49,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1800 A-B	1	04308	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2100 A-B	1	04309	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 B-C	1	04310	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1800 B-C	1	04311	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1800 B-C	1	04312	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 2100 B-C	1	04313	54,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1500 A-B	1	04314	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 2100 A-B	1	04315	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2100 B-C	1	04316	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1500 A-C	1	04317	59,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1200 A-C	1	04318	64,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1800 A-C	1	04319	69,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1200 A-C	1	04320	69,99

Artikelnummern und Preise

Ihre Orientierung für Bestellung und Kalkulation
Stand Oktober 2025

Artikel	Typ	VE	Art.-Nr.	Preis in EUR
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 A-C	1	04321	69,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1500 A-D	1	04322	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 B-D	1	04323	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1800 A-C	1	04324	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2100 A-C	1	04325	74,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 2100 A-C	1	04326	79,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1500 A-C	1	04327	79,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 1800 A-D	1	04328	84,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 A-D	1	04329	89,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 1800 A-D	1	04330	89,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2100 A-D	1	04331	94,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In RWI TA/SF/NRTA/ NRSF 2100 A-D	1	04332	99,99
Nutschiene für SmartEdge WA 001	In SI TA/SF/BG 2400 A-E	1	04333	99,99

Better Basics Laborbedarf - Unlock Your Lab Potential



Sie interessieren sich für unsere Produkten oder haben weitere Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: Anfrage@Better-Basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen finden Sie auch unter www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH | Löbtauer Str. 69 | 01159 Dresden | Deutschland

T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)

Better Basics Laborbedarf

ist führender Anbieter für innovative Organisationssysteme wie das SmartTrack® und die SmartIntegrate-Produkte, die Laborarbeitsplätze revolutionieren. Unsere mehrfach ausgezeichneten Lösungen optimieren Effizienz, Sicherheit und Ergonomie. Durch die optimierte Raumnutzung und ihre modulare Anpassbarkeit reduzieren sie Laufwege und steigern die Zufriedenheit im Labor. Als verlässlicher Partner entwickeln wir maßgeschneiderte Systeme für individuelle Anforderungen – flexibel und anpassungsfähig, überall wo Sie es brauchen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH | Löbtauer Str. 69 | G-01159 Dresden

E-Mail: Info@Better-Basics.de | Geschäftsführer: Mario Schneider | Handelsregister: HRB 39524

Registergericht: Amtsgericht Dresden | Ust.-Id.-Nr.: DE327508812