



Produktinformationen

Module | SmartRack®

Erweiterte technische Informationen zu den Produkten



Module

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Ablagebox	für 2 Ablagebox-Einsätze	01185	1	69,99	0,22	15,0 x 4,5 x 16,0	1,0	14,5 x 3,3 x 11,8	
Ablagebox	für 3 Ablagebox-Einsätze	01142	1	79,99	0,31	22,5 x 4,5 x 16,0	2,0	21,5 x 3,3 x 11,8	
Ablagebox-Einsatz – für Kleinzubehör		01148	1	64,99	0,03	7,1 x 3,0 x 11,6			
Ablagebox-Einsatz – für Mikroreaktionsgefäße	32 x 0,5 ml	01104	1	64,99	0,06	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Mikroreaktionsgefäße	20 x 2 ml	01130	1	64,99	0,05	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Probenfläschchen und Reagenzgläser	20 x Ø 3 - 10 mm	01161	1	64,99	0,08	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Probenfläschchen und Reagenzgläser	15 x Ø 8 - 12 mm	01181	1	64,99	0,07	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Probenfläschchen und Reagenzgläser	12 x Ø 10 - 20 mm	01160	1	64,99	0,05	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Probenfläschchen und Reagenzgläser	8 x Ø 18 - 22 mm	01182	1	64,99	0,05	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Probenfläschchen und Reagenzgläser	6 x Ø 20 - 30 mm	01159	1	64,99	0,05	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Zentrifugenröhrchen	12 x 15 ml	01128	1	64,99	0,04	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Zentrifugenröhrchen	6 x 15 ml, 4 x 50 ml	01102	1	64,99	0,03	7,1 x 3,3 x 11,9			
Ablagebox-Einsatz – für Zentrifugenröhrchen	6 x 50 ml	01129	1	64,99	0,04	7,1 x 3,3 x 11,9			
Adapter für LAUDA-Deckelhalter		01223	1	49,99	0,10	19,7 x 3,6 x 4,5			
AKU® PP-Trinkbecher, 500 ml		09006	1	5,99	0,05	8,0 x 16,0 x 8,0			
Edelstahlronde zum Einlegen in Pipettenspitzenboxen		01167	1	2,99	0,01	2,5 x 0,2 x 2,5			
Halterung für 2 Pipetten mit Haken		01180	1	64,99	0,10	8,4 x 9,9 x 8,3			
Halterung für 3 Eppendorf Pipettenhalter		01204	1	79,99	0,16	15,0 x 11,5 x 4,5			
Halterung für 3 Pipetten mit Haken		01145	1	69,99	0,13	12,0 x 9,9 x 8,3			
Halterung für Barcodescanner	u.a. passend für Newland NLS-HR22 und Aplic 304674	01163	1	74,99	0,06	7,5 x 4,8 x 12,6			

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Halterung für Becher	für AKU® PP-Trinkbecher, 500 ml	01213	1	59,99	0,13	10,5 x 4,3 x 14,8	1,0		
Halterung für Bildschirm	für VESA 75, Kugelgelenk	01221	1	229,99	0,89	12,5 x 14,7 x 16,1	10,0		
Halterung für Bildschirm	für VESA 100, Kugelgelenk	01222	1	229,99	0,90	12,5 x 14,7 x 16,1	10,0		
Halterung für Bildschirm	für VESA 75, starr	01230	1	169,99	0,48	12,5 x 14,7 x 5,4	10,0		
Halterung für Bildschirm	für VESA 100, starr	01231	1	169,99	0,50	12,5 x 14,7 x 5,4	10,0		
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 5 - 10 mm	01177	1	69,99	0,05	7,5 x 2,7 x 11,5	1,5		
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 10 - 15 mm	01176	1	69,99	0,05	7,5 x 1,7 x 11,5	1,5		
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 15 - 25 mm	01165	1	69,99	0,07	7,5 x 2,0 x 10,5	1,5		
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 25 - 35 mm	01107	1	69,99	0,06	7,5 x 2,0 x 11,5	1,5		
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 35 - 46 mm	01139	1	69,99	0,07	7,5 x 2,0 x 13,0	1,5		maximale Breite: 9,6 cm
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 46 - 56 mm	01179	1	79,99	0,08	9,5 x 3,5 x 14,0	1,5		maximale Breite: 11,1 cm
Halterung für Chromatographiesäulen	Ø 56 - 66 mm	01236	1	84,99	0,09	10,5 x 4,4 x 15,0	4,0		maximale Breite: 12,5 cm
Halterung für diverses KNAUER-Zubehör		01210	1	59,99	0,04	4,5 x 6,4 x 3,5	3,0		
Halterung für Erlenmeyerkolben	Weithalserlenmeyerkolben 25, 100 ml, Enghalserlenmeyerkolben 250, 500 ml	01108	1	69,99	0,04	7,5 x 2,8 x 8,0	5,0		
Halterung für Erlenmeyerkolben	Weithalserlenmeyerkolben 250 ml, 500 ml, 1000 ml, Enghalserlenmeyerkolben 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml	01140	1	69,99	0,05	9,5 x 3,5 x 10,0	7,0		
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff	NS 14	01111	1	49,99	0,04	7,5 x 1,2 x 8,0	2,0		
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff	NS 29	01114	1	49,99	0,04	7,5 x 1,2 x 8,0	5,0		
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff plus Verlängerung	NS 14	01113	1	59,99	0,07	7,5 x 1,8 x 14,5	1,5		
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff plus Verlängerung	NS 29	01116	1	59,99	0,07	7,5 x 1,8 x 14,5	1,5		

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff plus Verschluss	NS 14	01112	1	64,99	0,05	7,5 x 1,2 x 8,5	2,0		
Halterung für Glasgeräte mit Normschliff plus Verschluss	NS 29	01115	1	64,99	0,05	7,5 x 1,2 x 9,0	5,0		
Halterung für Handschuh- / Tissueboxen		01143	1	89,99	0,24	15,9 x 10,6 x 17,0	4,0		minimale Breite: 15,9 cm
Halterung für Inlabtex Serial Dilution Bags Karton		01216	1	79,99	0,31	14,1 x 4,2 x 20,5		13,0 x 3,0 x 16,2	
Halterung für Kabelrohr	M 32	01235	1	59,99	0,02	4,5 x 4,6 x 7,2	1,0		
Halterung für Kanülenabwurfbehälter	für Vernacare sharpsafe® 1l	01174	1	49,99	0,02	7,5 x 5,5 x 4,4			
Halterung für KNAUER-Spritzenfilterbox		01212	1	79,99	0,50	11,4 x 10,3 x 13,3		10,3 x 9,5 x 9,5	
Halterung für KNAUER-Ventilantrieb		01217	1	79,99	0,17	7,5 x 12,7 x 2,5			
Halterung für Küchenrollen		01162	1	89,99	0,10	7,5 x 15,0 x 11,5			
Halterung für Küvetten	10 x (10 mm x 10 mm)	01183	1	64,99	0,06	15,3 x 2,0 x 10,2			
Halterung für Laborgewindeflaschen	10 - 25 ml (GL25)	01120	1	64,99	0,05	7,5 x 1,2 x 8,3			
Halterung für Laborgewindeflaschen	50 ml (GL32)	01121	1	64,99	0,03	7,5 x 1,2 x 8,0			
Halterung für Laborgewindeflaschen	100 - 1000 ml (GL45)	01122	1	64,99	0,03	7,5 x 1,2 x 8,0			
Halterung für Mikroliterspritzen		01155	1	89,99	0,06	7,8 x 19,0 x 9,0			
Halterung für Müllbeutel	ohne Deckel	01202	1	59,99	0,05	15,5 x 1,6 x 12,5	2,0		
Halterung für NETGEAR® ProSAFE GS108		01211	1	69,99	0,17	7,5 x 12,9 x 4,6			
Halterung für Notebook	für 15 Zoll	01224	1	289,99	1,65	36,0 x 13,4 x 43,9	2,5	36,0 x 3,6 x 27,0	
Halterung für Pipetten	für Eppendorf Multipipette® E3 / E3x / stram / Xstream	01189	1	59,99	0,04	7,5 x 2,4 x 8,5			
Halterung für Pipetten	für Eppendorf Reference®	01164	1	49,99	0,04	7,5 x 1,2 x 8,5			
Halterung für Pipetten	für Eppendorf Reference® 2	01168	1	49,99	0,04	7,5 x 1,2 x 8,5			
Halterung für Pipetten	für Gilson® PIPETMAN® Classic / G	01166	1	49,99	0,07	7,5 x 1,2 x 8,5			
Halterung für Pipetten	für INTEGRA VIAFLOW bzw. für INTEGRA VOYAGER	01184	1	49,99	0,04	7,5 x 1,2 x 9,5			
Halterung für Pipettenspitzenboxen		01147	1	54,99	0,12	13,0 x 1,8 x 14,3	2,0		

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Halterung für Pipettierhilfe	für Eppendorf Easypet® 3	01203	1	59,99	0,04	7,5 x 5,6 x 6,4			
Halterung für Pipettierhilfe	für HIRSCHMANN® pipet- tus®	01188	1	59,99	0,04	7,5 x 4,8 x 5,8			
Halterung für Pipettierhilfe	für INTEGRA-Pipetboy 2	01154	1	59,99	0,04	7,5 x 4,0 x 5,5			
Halterung für Pipettierhilfe	für INTEGRA-Pipetboy pro	01156	1	59,99	0,04	7,5 x 4,0 x 6,5			
Halterung für Pipettierhilfe	für BRAND accu-jet® pro	01178	1	59,99	0,02	7,5 x 5,0 x 6,0			
Halterung für Pipettierhilfe	für BRAND accu-jet® S	01157	1	59,99	0,04	7,5 x 5,0 x 6,3			
Halterung für Pipettierhilfe	für Thermo Scientific Matrix	01186	1	59,99	0,04	7,5 x 3,5 x 5,7			
Halterung für Pipettierhilfe	für TPP Turbo-Fix	01207	1	59,99	0,04	7,5 x 4,0 x 5,5			
Halterung für Pipettierhilfe	für VWR® Powerpette Pro	01199	1	59,99	0,04	7,5 x 4,5 x 6,5			
Halterung für Scheidetrichter / Schütteltrichter	Ø 45 - 85 mm	01152	1	59,99	0,09	7,5 x 1,8 x 11,3	2,5		
Halterung für Scheidetrichter / Schütteltrichter	Ø 85 - 105 mm	01149	1	59,99	0,12	11,3 x 1,8 x 15,9	3,0		
Halterung für Scheidetrichter / Schütteltrichter	Ø > 105 mm	01153	1	59,99	0,13	13,3 x 1,8 x 16,7	3,0		
Halterung für Sensorsysteme	für essentim sphere	01208	1	69,99	0,04	7,5 x 4,5 x 10,9			
Halterung für Sensorsysteme	für essentim spot	01209	1	69,99	0,04	7,5 x 3,5 x 11,7			
Halterung für Sensorsysteme	für essentim spider	01205	1	79,99	0,07	15,4 x 9,0 x 7,5			
Halterung für Sichtlagerkästen	u.a. passend für SCHÄFER LF110, LF210, LF211, LF220	01158	1	69,99	0,10	7,5 x 6,7 x 7,0	1,0		
Halterung für Spritzflaschen	für 500 ml (bis ø 79 mm)	01146	1	59,99	0,11	10,5 x 5,8 x 14,8			
Halterung für Spritzflaschen	für 1000 ml (bis ø 99 mm)	01173	1	69,99	0,33	12,5 x 9,0 x 17,5			
Halterung für Tablet		01124	1	99,99	0,13	12,0 x 4,5 x 17,1			Länge von 171 mm bis 264 mm ausziehbar
Halterung für Well Plates		01125	1	54,99	0,06	9,0 x 1,4 x 16,7			
Halterung für ZEBRA Drucker ZD621		01201	1	179,99	1,86	20,2 x 9,8 x 28,5		19,7 x 4,8 x 24,5	
Halterung für ZEBRA Handscanner TC22 schräg stehend		01206	1	79,99	0,11	10,3 x 7,2 x 12,5		7,8 x 5,4 x 1,4	Unbeschränkte Höhe durch offene Bauweise
Halterung mit Haken		01237	1	64,99	0,03	4,5 x 3,1 x 7,5	2,5		

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähigkeit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Halterung zum Abtropfen	6x Abtropfzinken, I-Form	01225	1	59,99	0,09	7,5 x 9,2 x 13,5	0,5		
Halterung zum Abtropfen	6x Abtropfzinken, Y-Form	01226	1	69,99	0,09	7,5 x 5,9 x 14,4	0,5		
Halterung zum Abtropfen	3x Abtropfzinken, I-Form und 3x Abtropfzinken, Y-Form	01227	1	64,99	0,09	7,5 x 9,2 x 14,4	0,5		
Regalboden	Breite 299 mm, Tiefe 185 mm	01193	1	119,99	0,79	22,9 x 2,0 x 20,0	3,5		Maximale ebene Ablagefläche: 299 mm breit, 171 mm tief
Spender für Klebebänder		01172	1	149,99	0,69	18,5 x 5,7 x 20,5			
Spender für Parafilm®-Rollen	ohne Abreißklinge	01171	1	149,99	0,69	11,2 x 15,5 x 21,3			
Spender für Parafilm®-Rollen	mit Abreißklinge	01214	1	199,99	0,71	12,0 x 15,5 x 24,3			
Spender für Pasteurpipetten aus Glas	150 mm	01169	1	149,99	0,78	16,5 x 16,0 x 20,5			
Spender für Pasteurpipetten aus Glas	230 mm	01170	1	169,99	0,65	24,5 x 16,0 x 20,5			
Stativadapter	ø 10 mm	01218	1	79,99	0,32	7,5 x 5,5 x 11,0	2,5		
Stativadapter	ø 12 mm	01126	1	79,99	0,32	7,5 x 5,5 x 11,0	2,5		
Zusatzkern für Klebebandspender	ca. 25 mm (1 Zoll) / ca. 51 mm (2 Zoll)	01198	1	14,99	0,04	4,6 x 2,6 x 4,6			
Zusatzkern für Klebebandspender	ca. 25 mm (1 Zoll) / ca. 76 mm (3 Zoll)	01175	1	24,99	0,04	6,8 x 2,6 x 6,8			

Module | Zubehör

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähigkeit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Deckel für Ablagebox	für 2 Ablagebox-Einsätze	01229	1	34,99	0,06	13,0 x 1,0 x 22,0			
Deckel für Ablagebox	für 3 Ablagebox-Einsätze	01228	1	49,99	0,08	13,0 x 1,0 x 22,0			
Deckel für Müllbeutelhalter		01192	1	19,99	0,03	15,5 x 1,7 x 12,5			

SmartRack®

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
SmartRack® classic		01704	1	699,00	4,56	63,5 x 61,5 x 26,5			Breite ohne Schienen: 58,0 cm
SmartRack® classic mini		01707	1	499,00	2,71	45,0 x 38,0 x 26,5			Breite ohne Schienen: 40,0 cm
SmartRack® primus		01711	1	449,00	2,90	63,5 x 61,5 x 26,5			Breite ohne Schienen: 58,0 cm
SmartRack® primus mini		01712	1	299,00	1,27	45,0 x 38,0 x 26,5			Breite ohne Schienen: 40,0 cm

SmartRack® | Zubehör

Artikel	Typ	Art.-Nr.	VE	Preis in EUR	Gewicht in kg	Maße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Tragfähig- keit in kg	Innenmaße in cm (Breite x Höhe x Tiefe)	Technische Zusatzangaben
Auffangwanne	für SmartRack®	01603	1	99,99	0,43	54,0 x 2,9 x 12,5			
Auffangwanne mini	für SmartRack® mini	01604	1	89,99	0,34	37,3 x 2,9 x 12,5			
Nutschiene mini mit Griffen	für SmartRack® mini	01602	1	54,99	0,29	1,6 x 4,5 x 45,0			
Nutschiene mit Griffen	für SmartRack®	01601	1	74,99	0,42	1,6 x 4,5 x 63,0			
Rücken-an-Rücken-Verbinder	für SmartRack®	01614	1	79,99	0,15	15,0 x 5,0 x 3,0			
Schutzhülle für SmartRack®	mit Reißverschluss	01609	1	139,99	0,40	63,0 x 78,0 x 35,0			
Schutzhülle für SmartRack® mini	mit Reißverschluss	01613	1	89,99	0,40	47,0 x 56,0 x 35,0			
Schutzhülle für SmartRack®	ohne Reißverschluss	01608	1	99,99	0,40	63,0 x 78,0 x 35,0			
Schutzhülle für SmartRack® mini	ohne Reißverschluss	01612	1	64,99	0,40	47,0 x 56,0 x 35,0			
SmartCase		02101	1	949,00	9,46	34,0 x 72,5 x 71,0			

Better Basics Laborbedarf - Unlock Your Lab Potential



BETTER BASICS
LABORBEDARF



Foto: Gebäude der Better Basics Laborbedarf GmbH in Dresden

SIE INTERESSIEREN SICH FÜR UNSERE PRODUKTE ODER HABEN WEITERE FRAGEN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: anfrage@better-basics.de

Mehr Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produktinnovationen
finden Sie auch unter www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Better Basics Laborbedarf GmbH

Löbtauer Str. 69
01159 Dresden
Deutschland

T: +49 (0) 178 9617 577 (Direktkunden)
T: +49 (0) 176 6233 8026 (Vertriebspartner)
E: anfrage@better-basics.de
w: www.Better-Basics-Laborbedarf.de

Unsere Bitte an Sie

Unsere Produkte aus der SmartIntegrate-Produktlinie sind nur so gut wie seine Nutzer. Mit unseren Wurzeln im Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden steht unser Unternehmen Better Basics Laborbedarf in der Tradition der Qualität „Made in Germany“. Diesem Markenzeichen deutscher Unternehmen, das für hohe Innovationskraft steht, fühlen wir uns in mehrfacher Hinsicht verpflichtet. Auch über unseren Produktkatalog hinaus gilt für uns bei Better Basics: Sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie Ideen für Erweiterungen oder Verbesserungen haben oder Ihnen im Laboralltag etwas auffällt, was wir dringend optimieren sollten.

Wir wollen für Sie die bestmögliche Arbeitsumgebung im Labor schaffen und wir sind dankbar für jeden Hinweis und Ihre Inspiration. Nur in Kooperation mit Wissenschaftlern und Forschern können wir gemeinsam die Zukunft der Laborarbeit gestalten. Genau wie Sie suchen wir immer nach einem Weg, unsere Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen.

Impressum:

Better Basics Laborbedarf GmbH
Löbtauer Str. 69, D-01159 Dresden

E-Mail: info@better-basics.de

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mario Schneider
Handelsregister: HRB 39524; Registergericht: Amtsgericht Dresden
USt-IdNr. gem. § 27a UStG: DE327508812

